

Rundskrivelse nr. 11-165

Udsendt til: Almen praksis og privatpraktiserende læger i
Hospitalsenheden Vest

Emne: Ny glastype

Dato: 29.09.2020

Kontaktperson: Anne Jaritz-Nielsen

Tel. +45 7843 5500

Tel. +45 7843 5600

Klinisk.biokemisk.afdeling@vest.rm.dk

Fra d. 16.11 2020 indfører vi på Klinisk Biokemisk Afdeling en ny glastype, til nogle af de prøver vi sender til analysering på Aarhus Universitetshospital.

Det betyder, at du som rekvirent skal være opmærksom på at bestille den nye glastype hjem, så den er på lager fra d. 16.11 2020.

Den nye glastype er serum gelglas 3,5 mL med gul prop:



Bestillings-info:

Rør serum gel Vacutainer 3,5MM 13X75MM, varenr. 367957

Når den nye glastype tages i brug, vil det som altid fremgå af prøvetagningsblanketten, hvilke analyser den skal bruges til. Den nye glastype vil være anført som "GUL3,5".

Venlig hilsen

Klinisk Biokemisk Afdeling