

Blodprøver og Biokemi

Til
Klinisk Biokemiske afdelinger i Region Midtjylland

Børnereferenceintervaller på koagulationsanalyser

Fra den 15. oktober 2020 indføres der referenceintervaller for børn på rutine-koagulationsanalyser. De nye referenceintervaller er fremkommet efter en grundig litteratursøgning og verificeret på baggrund af eksisterende laboratedata.

P-Koag. overflade-induceret [APTT]

| Alder | Referenceinterval (s) |
|-----------------|-----------------------|
| 0 - <14 dage | 20-41 |
| 14 dage - <1 år | 21-35 |
| 1 - <18 år | 21-31 |

P-Antitrombin (enz.)

| Alder | Referenceinterval ($\times 10^3$ IU/L) |
|-------------------|---|
| 0 - <4 dage | 0,45-1,00 |
| 4 dage - <30 dage | 0,45-1,00 |
| 30 dage - <1 år | 0,65-1,20 |
| 1 år - <18 år | 0,85-1,20 |

P-Fibrin D-Dimer

| Alder | Referenceinterval (mg/L FEU) |
|----------------|------------------------------|
| 0 - <4 dage | <3,0 |
| 4 dage - <1 år | <1,0 |
| 1 år - <18 år | <0,70 |

P-Fibrinogen (koag.)

| Alder | Referenceinterval (μ mol/L) |
|---------------|----------------------------------|
| 0 - <6 dage | 2,0-11,0 |
| 6 - <30 dage | 3,5-11,0 |
| 30 dage <1 år | 3,5-11,0 |
| 1 år - <6 år | 4,5-12,0 |
| 6 år - <11 år | 4,5-12,0 |
| 11 - <18 år | 4,5-12,0 |

P-Koagulationsfaktor II+VII+X [INR]

| Alder | Referenceinterval |
|------------------|-------------------|
| 0 - <30 dage | <1,4 |
| 30 dage - <18 år | <1,3 |

Spørgsmål kan rettes til:

Biokemiker Peter H. Nissen. E-mail: Peter.H.Nissen@aarhus.rm.dk Tlf.: 4046 5966

Overlæge Anne-Mette Hvas. E-mail: annehvas@rm.dk Tlf.: 2334 8252

Med venlig hilsen

Afdelingsledelsen på Blodprøver og Biokemi

Kate Juul Strandgaard
Ledende bioanalytiker